

Aesculap® AdTec® comBi

Instrumento bipolar combinado para laparoscopia
4 en Uno... agarre – disección – coagulación – corte.



Aesculap Endoscopic Technology

Aesculap® AdTec® comBi

4 en Uno... agarre – disección – coagulación – corte.

4 en Uno

AdTec®comBi es un instrumento combinado para cirugía laparoscópica. Combina una **pinza bipolar de agarre** con **tijeras mecánicas**.


Las funciones integradas permiten:

- disección precisa
- agarre seguro y manipulación del tejido
- un alto nivel de seguridad a través de la coagulación bipolar
- corte mecánico efectivo

Ventajas Adicionales

- Puntas finas del instrumento para visibilidad excelente
- codificación por color para fácil reconocimiento de la función activa (tijeras o pinza de agarre)
- "4 en 1" costo beneficio (agarre, disección, coagulación, corte) – menos cambios de instrumentos





Mango ergonómico:

Un gatillo integrado al mango permite un fácil y rápido cambio de pinza de agarre a tijera.

		Código. no.
Instrumento bipolar combinado para uso único, paquete contiene 6 unidades	5 mm/310 mm	PO800SU
<p>1:1</p>		
<p>Los resultados clínicos demuestran: procedimientos especiales en cirugía general y ginecología pueden ser realizados con mayor precisión, rapidez y mejor costo-beneficio.</p>		

