

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FIRMA COMERCIAL: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

DOMICILIO: Madrid, Ribera del Loira, 38 – Edif. 4 - Planta 1 – 28042 - TELEFONO: 901 10 11 42

Fibra Láser Holmio SureFlex

Indicación: Las Fibras SureFlex han sido concebidas para ser utilizadas en aplicaciones quirúrgicas con láser, incluyendo, endoscopias, laparoscopias e intervenciones quirúrgicas abiertas que requieren vaporización, ablación, coagulación, hemostasia, escisiones, resecciones e incisiones de tejidos blandos y cartilagosos, así como en intervenciones quirúrgicas que requieren vaporización, ablación y fragmentación de cálculos (urinarios y biliares). SureFlex han sido diseñado principalmente para usarse con láseres de holmio (Ho:YAG), pero puede usarse con cualquier láser de longitud de onda comprendida entre 500 y 2.200 nm, que haya sido aprobado para uso quirúrgico.

Descripción: La Fibra SureFlex ha sido diseñada para suministrar más energía con mayor seguridad y efectividad, incluso bajo una máxima desviación del tubo visor, convirtiéndola en la opción más inteligente para la litotricia con láser holmium de óptimo rendimiento. La línea de Fibra SureFlex brinda una amplia gama de tamaños de fibra. Disponible en configuraciones desechables, responde a los imperativos de casi todas las situaciones quirúrgicas.

Composición: Las Fibra Óptica SureFlex constan de una terminación patentada de alta energía (Black Hole™), un tramo de fibra de sílice con un revestimiento secundario de polímero curado por luz ultravioleta y una funda de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE). La salida estándar de la fibra es una punta DFLP™.

Método de esterilización: Óxido de etileno.

Envasado: Caja de 1 unidad. El contenido se suministra envasado en una bolsa ESTÉRIL. No lo use si la barrera estéril muestra signos de deterioro.

Acreditaciones: Class IIa according to Rule 5 in Annex IX of the MDD

Temperatura de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. (No temperatura específica).

Plazo de entrega (en horas): 24 horas.



ANEXO REFERENCIAS

Ref. fabricante	Característica diferenciadora
S-LLF150 TG	Fiber SureFlex (un solo uso) de 150um
S-LLF200 TG	Fiber SureFlex (un solo uso) de 200um
S-LLF273 TG	Fiber SureFlex (un solo uso) de 273um
S-LLF365	Fiber SureFlex (un solo uso) de 365um
S-LLF550	Fiber SureFlex (un solo uso) de 550um
S-LLF910	Fiber SureFlex (un solo uso) de 910um